

L02 149 40h

AFNOR

48 HORAS

2º -8º



inthermia
logiscare

DESCRIPCION

PERFIL CICLO CALOR

L02 149 40h corresponde a un kit calificado para 40 horas con un rango de temperatura de 2°C - 8°C en perfil de temperatura ambiente AFNOR / ciclo calor. El volumen útil corresponde a 1,9 litros

INFORMACIÓN


TIEMPO TEST	48 HORAS	Tº AMBIENTE	20º
PERFIL	AFNOR CICLO CALOR	PROMEDIO	XXXX
RANGO	2º -8º	TIEMPO EN RANGO	40 HORAS
PRODUCTO TEST	Ampollas suero fisiológico 5mm		
TEMP. MINIMA			
TEMP. MAXIMA			

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


CONTENEDOR EPS-airpop®	EXT. 250X250X255 mm		
ESPESOR= 40mm	INT. 170X170X175 mm		
VOLUMEN CONTENEDOR	5 LITROS		
ACUMULADOR FRIO	2X	GEL900	180X144X40 mm
ACUMULADOR FRIO			
SEPARADOR	2X	EPS	170X170X15 mm
DIMENSION UTÍL SISTEMA	170X170X65 mm		
VOLUMEN UTÍL	1,9 LITROS		

RESULTADO GRAFICO

CURVA AFNOR CALOR SEPTENTRIONAL



ESQUEMA SISTEMA



TAPA EPS	A
ACUMULADOR	B
SEPARADOR	C
PRODUCTO	D
CAJA EPS	E

L02 149 40h

AFNOR

48 HORAS

2º -8º



inthermia
logiscare


DESCRIPCION		PERFIL CICLO FRIO			
L02 149 40h corresponde a un kit calificado para 40 horas con un rango de temperatura de 2ºC - 8ºC en perfil de temperatura ambiente AFNOR / ciclo FRÍO. El volumen útil corresponde a 3 litros					
INFORMACIÓN					
TIEMPO TEST	48 HORAS		Tº AMBIENTE		20º
PERFIL	AFNOR CICLO FRIO		PROMEDIO		XXXX
RANGO	2º -8º		TIEMPO EN RANGO		48 HORAS
PRODUCTO TEST		Ampollas suero fisiológico 5mml			
TEMP. MINIMA					
TEMP. MAXIMA					

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


CONTENEDOR EPS-airpop®	EXT. 250X250X195 mm		
ESPESOR= 40mm	INT. 170X170X170 mm		
VOLUMEN CONTENEDOR	5 LITROS		
ACUMULADOR FRIO	1X	GEL900	180X144X40 mm
ACUMULADOR FRIO			
SEPARADOR	1X	EPS	170X170X15 mm
DIMENSION UTÍL SISTEMA	170X170X100 mm		
VOLUMEN UTÍL	3 LITROS		

RESULTADO GRAFICO

CURVA AFNOR FRIO SEPTENTRIONAL



ESQUEMA SISTEMA



TAPA EPS	A
ACUMULADOR	B
SEPARADOR	C
PRODUCTO	D
CAJA EPS	E